

# easy-slide

another Arion brand

## Easy-slide®

Hét aantrekhulpmiddel voor therapeutische elastische kousen en panty's met een open teenstuk



## Probleemstelling

Het aantrekken van therapeutische elastische kousen, panty's is voor zowel patiënten als zorgverleners een dagelijks terugkerende en moeizame handeling.

In de CAO 'arbeid en gezondheid, verpleeg- en verzorgingshuizen' wordt het aan- en uittrekken van elastische kousen als derde hoofdbron van fysieke belasting genoemd.

Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd:

'Niet meer trekken dan 15 kilo in een gunstige, of 5 kilo in een ongunstige houding.'

Effectief betekent dit dat bij het aantrekken van een therapeutische elastische kous van drukklasse 2 of hoger altijd een aantrekhulpmiddel gebruikt dient te worden. Ook voor patiënten die deze zorgtaak nog zelfstandig uitvoeren wordt de fysieke belasting een steeds groter probleem, zelfs zodanig dat dit direct effect heeft op de therapietrouw.

## Oplossing

De Easy-Slide is specifiek ontwikkeld om de problemen bij het aantrekken van therapeutische elastische kousen op te lossen. Het aantrekhulpmiddel Easy-Slide is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Deze eigenschap vormt samen met de dubbellaagse toepassing een ultraglad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie.

De wrijvingsreductie van de Easy-Slide zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en patiënten tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft tevens een positief effect op de therapietrouw bij patiënten. Hiernaast kan de patiënt door de eenvoudige en duidelijke gebruiksaanwijzingen nog lange tijd onafhankelijk therapeutische elastische kousen, panty's aantrekken.

## Doelgroep

De Easy-Slide biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen of panty's met een open teenstuk dragen. Dankzij de Easy-Slide kunnen deze kousen makkelijk worden aangetrokken.

Daarnaast is de Easy-Slide een onmisbaar hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de zware taak hebben om therapeutische elastische kousen en panty's bij patiënten aan te trekken.

## Easy-slide®


Hét aantrekkelijke verschil

### Productvoordelen


- Reductie fysieke belasting voor de zorgverlener en de patiënt
- Toename zelfstandigheid en therapietrouw van de patiënt
- Elastische kousen behouden langer hun therapeutische druk
- Eenvoudig in gebruik
- Spaart tijd en kosten
- Lange levensduur
- Makkelijk mee te nemen
- Ook in maatwerk verkrijgbaar

### Assortiment

Art.Nr.	Maat	Schoenmaat
E01500	Extra Small	≤ 34
E01501	Small	34-37
E01502	Medium	38-41
E01503	Large	42-45
E01504	Extra Large	≥ 46



Schuif de Easy-Slide over de voet



Trek de kous aan over de Easy-Slide



Wrijf de kous over de hiel



Pak de lus van de Easy-Slide vast



Trek de Easy-Slide uit