

Kompressionstherapie einfacher gemacht!



Arion An- und Ausziehhilfen
für medizinische Kompressionsversorgung

SLIDE SOLUTIONS
easy, safe and simple

Arion An- und Ausziehhilfen PRODUKTVORTEILE

Einfach zu benutzen



- Minimieren die Reibung zwischen Haut und Kompressionsversorgung
- Reduzieren die körperliche Belastung sowohl für den Kompressionsträger als auch für das Pflegepersonal
- Fördern die Unabhängigkeit des Kompressionsträgers

Sicher in der Anwendung



- Reduzieren das Risiko von Hautschäden; kann besonders bei hoher Hautempfindlichkeit oder Beingeschwüren von Vorteil sein
- Tragen zu einer längeren Lebensdauer der Versorgung bei, indem Schäden durch Finger und Nägel verhindert werden
- Helfen, die ursprüngliche Kompressionseigenschaft länger aufrechtzuerhalten und vermeiden, dass die Kleidung überdehnt und verformt wird

Passende Lösungen



- Für viele Arten von Kompressionsversorgung: Strümpfe, Strumpfhosen, Armstrümpfe und Handschuhe
- Sind für verschiedene Formen und Größen von Gliedmaßen geeignet*
- Unterstützen die Therapietreue

* Maßanfertigung möglich: fragen Sie Ihren Fachhändler oder Arion!

Arion An- und Ausziehhilfen verfügen über eine Hilfsmittelnummer und sind verordnungs- und erstattungsfähig (Ausnahme: Dactyna, Gloves)

ARION
SLIDE SOLUTIONS

Arion Slide Solutions B.V.
Rutherford 11 . 6422 RE Heerlen . NL
Tel.: +49 241 955 09 350
E-Mail: slideorders@arion-group.com
www.slide-solutions.com

ARION
**Easy-Grip
Gloves**



An



Aus




An

Anti-Rutsch-Handschuhe, um medizinische Kompressionskleidung schonend und sicher an- und ausziehen.

Diese Handschuhe wurden speziell entwickelt, um durch einen optimalen Halt das Anziehen des Strumpfes über den Fuß und das Bein zu ermöglichen. Mit den Arion Spezialhandschuhen vermeiden Sie unnötig hartes Reißen am Bund des Strumpfes, was das Material schont und die Langlebigkeit Ihrer Kompressionskleidung garantiert. Darüber hinaus schützen die Handschuhe das Material Ihrer Strümpfe vor Schäden durch z.B. Ringe oder Fingernägel.

Die Arion Anti-Rutsch-Handschuhe enthalten Latex.




Art. Nr.	Größe	Handbreite
Eo8030	Small	< 7,5 cm
Eo8010	Medium	7,5 - 8,5 cm
Eo8020	Large	8,5 - 9,5 cm
Eo8040	Extra large	> 9,5 cm

Arion An- und Ausziehhilfen für medizinische Kompressionsversorgung

An- und Ausziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

Anziehhilfe für Kompressionsärmel

	ARION Easy-Slide  MD CE	ARION Sim-Slide  MD CE	ARION Magnide  MD CE	ARION Magnide 2in1  MD CE	ARION Easy-Off  MD CE	ARION Easy-Slide ARM  MD CE																																																																														
Hilfsmittelpositionsnr.	02.40.01.3005	02.40.01.3022	02.40.01.3027	02.40.01.3056	02.40.01.3010	02.40.01.3005																																																																														
Offene Fußspitze																																																																																				
Geschlossene Fußspitze																																																																																				
Funktion an- / ausziehen	 An	 An + Aus	 An	 An + Aus	 Aus	 An																																																																														
Größenübersicht	<table><tr><th>Art. Nr.</th><th>Größe</th><th>Schuhgröße</th></tr><tr><td>E01500</td><td>Extra small</td><td>< 33</td></tr><tr><td>E01501</td><td>Small</td><td>34 - 36</td></tr><tr><td>E01502</td><td>Medium</td><td>37 - 38,5</td></tr><tr><td>E01503</td><td>Large</td><td>39 - 41</td></tr><tr><td>E01504</td><td>Extra large</td><td>≥ 42</td></tr></table>	Art. Nr.	Größe	Schuhgröße	E01500	Extra small	< 33	E01501	Small	34 - 36	E01502	Medium	37 - 38,5	E01503	Large	39 - 41	E01504	Extra large	≥ 42	<table><tr><th>Art. Nr.</th><th>Größe</th><th>Schuhgröße</th></tr><tr><td>EoSLo1</td><td>Small</td><td>≤ 34 - 36</td></tr><tr><td>EoSLo2</td><td>Medium</td><td>37 - 38,5</td></tr><tr><td>EoSLo3</td><td>Large</td><td>39 - 41</td></tr><tr><td>EoSLo3</td><td>Extra large</td><td>≥ 42</td></tr></table>	Art. Nr.	Größe	Schuhgröße	EoSLo1	Small	≤ 34 - 36	EoSLo2	Medium	37 - 38,5	EoSLo3	Large	39 - 41	EoSLo3	Extra large	≥ 42	<table><tr><th>Art. Nr.</th><th>Größe</th><th>Schuhgröße</th></tr><tr><td>E01513</td><td>Medium</td><td>≤ 38</td></tr><tr><td>E01514</td><td>Large</td><td>39 - 43</td></tr><tr><td>E01515</td><td>Extra large</td><td>≥ 44</td></tr></table> Größe XL auch geeignet für breite Füße (Fußumfang bis 28 cm)	Art. Nr.	Größe	Schuhgröße	E01513	Medium	≤ 38	E01514	Large	39 - 43	E01515	Extra large	≥ 44	<table><tr><th>Art. Nr.</th><th>Größe</th><th>Schuhgröße</th></tr><tr><td>E01540</td><td>Medium</td><td>≤ 38</td></tr><tr><td>E01541</td><td>Large</td><td>39 - 43</td></tr><tr><td>E01542</td><td>Extra large</td><td>≥ 44</td></tr></table> Größe XL auch geeignet für breite Füße (Fußumfang bis 28 cm)	Art. Nr.	Größe	Schuhgröße	E01540	Medium	≤ 38	E01541	Large	39 - 43	E01542	Extra large	≥ 44	<table><tr><th>Art. Nr.</th><th>Größe</th><th>Schuhgröße</th></tr><tr><td>E01510</td><td>Small</td><td>34 - 37</td></tr><tr><td>E01511</td><td>Medium</td><td>38 - 41</td></tr><tr><td>E01512</td><td>Large</td><td>42 - 45</td></tr></table>	Art. Nr.	Größe	Schuhgröße	E01510	Small	34 - 37	E01511	Medium	38 - 41	E01512	Large	42 - 45	<table><tr><th>Art. Nr.</th><th>Größe</th><th>Länge*</th></tr><tr><td>E01505</td><td>Medium</td><td>59 - 67 cm</td></tr><tr><td>E01506</td><td>Large</td><td>> 67 cm</td></tr></table> *Armlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zur Achselhöhle	Art. Nr.	Größe	Länge*	E01505	Medium	59 - 67 cm	E01506	Large	> 67 cm
Art. Nr.	Größe	Schuhgröße																																																																																		
E01500	Extra small	< 33																																																																																		
E01501	Small	34 - 36																																																																																		
E01502	Medium	37 - 38,5																																																																																		
E01503	Large	39 - 41																																																																																		
E01504	Extra large	≥ 42																																																																																		
Art. Nr.	Größe	Schuhgröße																																																																																		
EoSLo1	Small	≤ 34 - 36																																																																																		
EoSLo2	Medium	37 - 38,5																																																																																		
EoSLo3	Large	39 - 41																																																																																		
EoSLo3	Extra large	≥ 42																																																																																		
Art. Nr.	Größe	Schuhgröße																																																																																		
E01513	Medium	≤ 38																																																																																		
E01514	Large	39 - 43																																																																																		
E01515	Extra large	≥ 44																																																																																		
Art. Nr.	Größe	Schuhgröße																																																																																		
E01540	Medium	≤ 38																																																																																		
E01541	Large	39 - 43																																																																																		
E01542	Extra large	≥ 44																																																																																		
Art. Nr.	Größe	Schuhgröße																																																																																		
E01510	Small	34 - 37																																																																																		
E01511	Medium	38 - 41																																																																																		
E01512	Large	42 - 45																																																																																		
Art. Nr.	Größe	Länge*																																																																																		
E01505	Medium	59 - 67 cm																																																																																		
E01506	Large	> 67 cm																																																																																		
Video-Anleitung: QR-Code scannen, um das Video anzusehen																																																																																				
Pflegehinweise	 30°C Handwäsche	 Kein Bleichmittel verwenden	 Nicht in den Trockner geben	 Trocknen mit Handtuch	 Nicht bügeln	 Nicht chemisch reinigen																																																																														



An

Verlängerungsstück zum Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen und -strumpfhosen

Arion SlideX bedeckt das Bein und reduziert die Reibung von oberhalb des Knöchels bis zum Knie und sogar höher.*

Arion SlideX bietet eine einfache und sichere Lösung für Kompressionsträger und Pflegepersonal für das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen und -strumpfhosen im Falle von:

- sehr empfindlicher Haut an den Beinen
- offenen Wunden mit einem Pflaster oder Verband
- Beingeschwüren
- einem überdurchschnittlich großen Unterschenkel (z.B. bei Lipödem/ Lymphödem)
- hohen Strümpfen oder Strumpfhosen*

Arion SlideX sollte in Kombination mit anderen Arion-Anziehhilfen wie Easy-Slide, Sim-Slide®, Magnide® und Magnide® zini verwendet werden.



Art. Nr.	Größe	Umfang des Beines	Hilfsmittelpositionsnr.:
E01520	Medium	≤ 40	M & L: 02.40.01.3037
E01521	Large	≤ 60	XL: 02.40.01.3050
E01522	Extra large	≤ 100	

*Die Größen L und XL sind länger und bedecken das Bein oberhalb des Knies: Diese sind die richtigen Größen für das Anziehen von Oberschenkelhohen Strümpfen oder Strumpfhosen

QR-Code scannen, um die Videoanleitung mit dem Magnide® anzuschauen:



Anziehen von Kniestrümpfen:



Anziehen von Oberschenkelstrümpfen:



An

Anziehhilfe für medizinische Kompressionshandschuhe mit offenen Fingerspitzen.

Krankheitsbilder oder Behinderungen mit erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen der Finger-, Hand- oder Armgelenke bzw. der Greiffunktion machen das richtige Anziehen von Kompressionshandschuhen nahezu unmöglich. Arion Dactyna wurde entwickelt, um den Trägern und ihren Pflegern zu helfen, diese Aufgabe zu erledigen. Arion Dactyna wird empfohlen im Falle von:

- hochgradig entzündlichen oder erheblich verschleißenden Gelenkerkrankungen
- Lähmungsbildern
- deformierenden Erkrankungen im Handbereich
- Verletzungsfolgen, Amputationen
- Fehlbildungen
- und Verbrennungen an der Hand oder den Fingern.



Art. Nr.	Größe	Fingerumfang	Fingerlänge
E01571	Small	5,5 – 6,5 cm	6,5 cm
E01572	Medium	6,5 – 7,5 cm	7,5 cm
E01573	Large	7,5 – 9 cm	8,5 cm



An

Die Dactyna-Anziehhilfe für Kinder bei **Brandwunden** oder **Vernarbungen** im Handbereich.

Das Tragen von Kompressionshandschuhen ist in diesem Fall für den Patienten unangenehm und herausfordernd, aber für einen optimalen Heilungsprozess absolut notwendig. Das Anziehen von Handschuhen kann auch sehr schmerzhaft sein, was sich auf den physischen und psychischen Zustand des Kindes auswirken kann. Dactyna Kids hilft Eltern und Pflegern bei dem Anzieh-Vorgang und somit dabei, die Therapietreue zu unterstützen.

Art. Nr.	Größe	Fingerumfang	Fingerlänge
E01570	Extra Small	≤ 5,5 cm	6 cm



An

Anziehhilfe für Kinder, die medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener Fußspitze oder Armstrümpfe tragen.



Art. Nr.	Größe	Alter	Länge
E01700	Extra Small	0-3 Jahr	29,5 cm
E01701	Small	3-6 Jahr	39,5 cm

Hilfsmittelpositionsnr. 02.40.01.3048



An

Anziehhilfe für Kinder, die medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze tragen.



Art. Nr.	Größe	Schuhgröße
E01712	Small	≤ 36 cm

Hilfsmittelpositionsnr. 02.40.01.3051



Unsere Anziehhilfen für Kinder sind speziell für das Anziehen von medizinischen Kompressionsarmstrümpfen, -strümpfen und -strumpfhosen für Kinder bei **Brandwunden** oder **Narbenheilung** entwickelt worden.

Das Anziehen von medizinischer Kompressionsversorgung bei Kindern während des Heilungsprozesses kann sowohl für Kinder als auch für ihre Eltern oder Pfleger eine Herausforderung sein, ist aber für eine erfolgreiche Therapie unerlässlich. Arion Easy-Slide Kids und Arion Magnide® Kids wurden entwickelt, um sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen.